

## 重要产品召回通知

当全自动免疫分析仪 3600、全自动生化免疫分析仪 5600 和全自动生化免疫分析仪 XT 7600 上的全自动免疫检验系统用底物液 (SR) 试剂包过期时, 可能不会生成试剂过期 (RE) 结果代码

为便于我们填写记录, 请于收到召回通知后 3 日内返回此表。

联系人: 陈振宇 (Chen, Lisa <lisa.chen@quidelortho.com>)

联系电话: 13062724370



### 第 I 部分- 确认

本人已收到并知晓关于《当全自动免疫分析仪3600、全自动生化免疫分析仪5600和全自动生化免疫分析仪XT 7600上的全自动免疫检验系统用底物液 (SR) 试剂包过期时, 可能不会生成试剂过期 (RE) 结果代码》的产品召回通知, 并将按照通知的要求执行。

### 第 II 部分- 确认

您的姓名: \_\_\_\_\_

机构名称: \_\_\_\_\_

\*您的签名/日期: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

**\*在此签名即表示您已确认收到本通知, 并理解了本通知的内容。**