



IMPORTANT

Ortho Clinical Diagnostics

重要产品召回通知

MicroTip 试剂包开盖器组件可能无法移除或更换 VITROS® XT 7600 全自动生化免疫分析仪上的 MicroTip 试剂包盖

尊敬的经销商，

本通知旨在告知您，由于 MicroTip 试剂包开盖器组件无法有效移除和更换 VITROS MicroTip 试剂包上的一些盖子，客户实验室可能会遇到 VITROS® XT 7600 全自动生化免疫分析仪上的状态代码增加的问题。

受影响产品	产品编码	涉及功能
全自动生化免疫分析仪	6844461	已启用 MicroTip 功能或在机稀释功能

必要措施

- 请向过去从贵机构发出上表受影响产品的所有客户发送随附的客户沟通函和客户接收确认表。
- 请填写随附的经销商接收确认表。

联系信息

对于由此给贵实验室带来的不便，我们深表歉意。如果您有其他问题，请拨打 400-821-3535 联系 Ortho Care™ 技术解决方案中心。



奥森多医疗器械贸易（中国）有限公司

2023 年 9 月 27 日