

## 产品信息

发布日期 2023 年 2 月 14 日

### 产品

产品描述	产品编号 (LN)	批号
Alinity c 糖化血红蛋白测定试剂盒 (HbA1c)	08P4377	全部

### 原因

本产品信息函旨在通知您我们更新了 Alinity c 糖化血红蛋白项目 (LN 08P4377) 的 HbA1cWB 项目参数文件。

### 现状

为了履行不断改善产品的承诺，我们更新了 HbA1cWB 项目参数文件。本次更新改善了样本检测顺序，允许全血样本检测有更高的产能。

Alinity c 糖化血红蛋白试剂配方、项目化学成分和产品性能指标均无变化。更新的参数包含在 HbA1cWB 项目文件 1106 第 7 版本。该文件和下面的全血项目文件配套使用：

项目文件	项目编号	版本
THbWB	1105	7
A1cWB	3074	8
%A1cWB	3075	9

### 措施

执行以下措施：

- 从以下网址下载 Alinity c 糖化血红蛋白项目文件：  
[www.labcentral.corelaboratory.abbott](http://www.labcentral.corelaboratory.abbott)
- 安装项目文件后，校准项目并运行所有水平的适当质控品。
- 请保留此函作为您实验室的记录。

### 联系

如果您或您所在的医疗机构对此信息有任何疑问，请联系您当地的客服部。